

영인그룹, 3월의 추천 동영상

영인그룹에서는 매달 공급하고 있는 분석장비 및 소모품에 대한 제품 소개, 응용자료, 유지보수 등 다양한 동영상을 제작하고 있습니다. 이제부터는 필요한 분석장비에 대한 정보를 쉽고 재밌게 확인하세요!


영인에스티



STEP 1
램프의 램프 박스를 열어줍니다.
램프 부분이 뜨거울 수 있으니 박스를 아싱 때 주의해주시기 바랍니다.

UV-VIS 분광광도계 UV램프 교체

영인크로매스



컬럼에서 분리된 시료를 Ninhydrin과 반응 UV/Vis 검출기로 검출

유도체 유도체화 컬럼 후 유도체화

컬럼 후 유도체화, 언제 사용할까요?

영인과학

Q1. Ultra ALLOY 컬럼과 Fused Silica 컬럼의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?

Ultra ALLOY® 컬럼은 스테인레스강 소재의 메탈 컬럼으로 유연성이 높으며 마모, 충격, 열 등에 뛰어난 저항성을 가지는 것이 특징입니다. 1991년, Frontier Lab사의 독창적인 컬럼 기술로 개발되어 상용화 되었습니다.

Ultra ALLOY 메탈 캐필러리 컬럼 파헤치기

영인랩플러스

SCP SCIENCE
제품 소개 - EasyPREP Sample Handler

SCP SCIENCE의 EasyPREP Sample Handler는 시료 전처리 자동화 장비입니다. 일반적인 시료 자동 분주기와 달리 산에 대한 저항이 있는 소재를 사용하여 무기원소를 분석하는 상황에 적합합니다. 예를 들면 장비의 컨트롤을 담당하는 Main board는 내산성을 위해 Teflon 코팅이 되어 있습니다.

무기원소 분석을 위한 시료전처리 자동화 장비

영인에스엔



YAMATO 남알프스 공장 소개

영인에스티 유튜브 채널 GO